



Embedded Veins with Dermis Model – LifeLike BioTissue®



7 vene safene grandi (ID 6 mm)

3 periferiche + 4 profonde

Ecografia + VI Box

Vascolare e Infermieristica

DESCRIZIONE

Il **LifeLike BioTissue® Embedded Veins with Dermis Model** (cod. 054) presenta **sette vene safene grandi LifeLike** (ID 6 mm, parete 0,5 mm) incassate in tessuto molle sotto uno strato di derma. **Tre vasi** sono incassati **perifericamente** (vicino alla superficie), mentre i **quattro rimanenti** sono incassati **in profondità** nel tessuto molle. Questa distribuzione differenziata permette di praticare anastomosi a diversi livelli di profondità, simulando le condizioni operative reali. Da solo o abbinato alla **VI Box**, è ideale per anastomosi end-to-end e end-to-side, ecografia vascolare e training infermieristico.

DISTRIBUZIONE DEI VASI NEL MODELLO



CARATTERISTICHE

- **7 vene safene grandi (ID 6 mm):** Tutte Vena Safena Grande LifeLike (ID 6 mm, parete 0,5 mm) — il calibro principale per bypass vascolare periferico e fistola AV.
- **Distribuzione a due profondità:** 3 periferiche (vicino alla superficie dermale) + 4 profonde (incassate nel tessuto molle) — training progressivo da superficiale a profondo.
- **Ecografia su vasi incassati:** Il tessuto idrogel è compatibile con ecografia per imaging e training in accesso venoso eco-guidato.
- **Compatibile con VI Box:** Si abbina alla VI Box per training strutturato con flusso simulato nelle vene.
- **Multispecialità:** Vascolare (anastomosi venosa), infermieristica (accesso venoso e prelievo) e chirurgia generale.

PROCEDURE SUPPORTATE

- Anastomosi venosa end-to-end (ID 6 mm)
- Anastomosi venosa end-to-side
- Anastomosi a diverse profondità tissutali
- Ecografia vascolare su vasi incassati
- Accesso venoso eco-guidato (infermieristica)
- Prelievo ematico su vasi periferici e profondi
- Training con VI Box per flusso simulato
- Progressione: periferiche → profonde

Struttura: 7 Vene Safene Grandi (ID 6 mm / parete 0,5 mm) — 3 periferiche + 4 profonde, sotto strato di derma. Compatibile con VI Box (venduta sep.). Nebulizzare con acqua ogni 30 min.