



ANESTHESIA RL

PBD050502D

Gphantom Anesthesia ha otto strutture interne che simulano tre nervi e quattro arterie e 1 vena, disposte alternativamente, che consentono l'allenamento dell'anestesia regionale e del sistema venoso centrale ecoguidato.

La nostra tecnologia di recupero dei segni dell'ago consente al tuo Gphantom di recuperare fino al 99% dei segni dell'ago entro 48 ore dall'allenamento, quando si utilizzano aghi con uno spessore di 21 G o inferiore.

