

# PLACENTA E CORDONE



## DESCRIZIONE

Questa placenta presenta vene e arterie sulla superficie fetale e cotiledoni sulla superficie materna. Questo modello ha anche resti di membrane attaccati attorno al bordo. Il cordone ombelicale è arrotolato ed elastico. Può essere ordinato anche come cordone dritto con venature incastonate.

Aiuta ad identificare le strutture placentari. Può essere completamente immerso per la pulizia o coperto di sangue finto per un'esperienza ancora più realistica

Manutenzione:

- Può essere sciacquato con acqua saponata tiepida o disinfettato con alcool isopropilico
- Asciugare con panno in microfibra
- Utilizzare il talco per eliminare zone appiccicose o lucide
- Riporre in ambiente fresco e al riparo dalla luce