



SKILL TRAINER PNX



DESCRIZIONE

Raccomandato dagli istruttori EMT (Emergency Medical Training), questo modello permette di insegnare la delicata procedura per gestire con successo le ferite al torace in cui un polmone collassato interferisce con la respirazione e il flusso sanguigno del paziente.

Il simulatore accetta ago e toracotomia nel secondo spazio intercostale, nella linea medio-clavicolare, nel quinto spazio intercostale e nella linea medio-ascellare.

Un ausilio realistico per esercitarsi a un corretto inserimento dell'ago che consente alla pressione dell'aria accumulata di fuoriuscire dal torace.

Fornito con pompa a pedale, cavità pleurica di ricambio e borsa di trasporto.