



TRAINER AVANZATO PER STOMIA



DESCRIZIONE

Il Trainer avanzato per stomia ha un busto trasparente con quattro aperture per l'inserimento di stomie.

Il busto può essere facilmente rimosso dalla base in alluminio per l'insegnamento o per facilitare l'accesso e la manipolazione degli organi.

Gli organi visualizzati con codice colore comprendono: stomaco, intestino tenue, intestino crasso, retto, reni, ureteri e vescica.

L'intestino tenue, l'intestino crasso, il retto e la vescica sono tutti rimovibili per facilitarne l'insegnamento delle procedure di rimozione.

Gli ureteri possono essere rimossi dalla vescica e reinseriti nel condotto ileale per mostrare il funzionamento di un'urostomia.

L'intestino tenue e l'intestino crasso possono essere separati e collegati alla parte posteriore del busto per mostrare uno stoma terminale o ad anello.

L'intestino crasso può essere separato in quattro punti diversi: colon ascendente, colon trasverso, colon discendente e colon sigmoideo.

INCLUDE

- Stoma di 0,9 cm di diametro
- Stoma di 5 cm di diametro
- Stoma urostomico con stent di 8 cm in posizione
- Stoma ad ansa con asta
- Stoma ad ansa senza asta
- Stoma a doppia canna
- Stoma ovale
- Stoma a fungo
- Stoma prolassato
- Stoma di 8 cm di diametro
- Stoma con granulomi
- Stoma necrotico
- Stoma ischemico
- Stoma con piega cutanea
- Stoma da ernia parastomale
- Stoma da separazione mucocutanea
- Stoma incassato
- Stoma a filo
- Condotto ileale
- Loop per intestino tenue
- Adattatore per loop per l'intestino tenue
- Adattatore per loop per l'intestino crasso