




CHESTER CHEST



DESCRIZIONE

Chester Chest è un ottimo strumento per l'insegnamento, la verifica delle competenze, la valutazione delle abilità, l'infusione di fluidi, il prelievo di sangue e le tecniche di fissaggio della medicazione associate ai dispositivi di accesso centrale.

CARATTERISTICHE

- L'area toracica destra di Chester Chest presenta un catetere centrale a tunnel da 9,6 Fr visibile fino alla clavicola (anche la cuffia di Dacron è visibile)
- La vena giugulare esterna leggermente rialzata presenta un'apertura per collegare il proprio catetere a triplo lume
- Nella parte superiore del torace è presente anche un'apertura per il posizionamento di un catetere succlavio
- In questo modello di simulazione medica è possibile simulare l'accesso ai seguenti posizionamenti dell'IVAD: "normale", "ribaltabile", "vagante" o posizionato in profondità nell'area toracica sinistra
- Il successo dell'accesso è confermato da un ritorno di sangue
- Possibilità di infondere fluidi e prelevare sangue da tutte le linee
- Il braccio è dotato di un doppio PICC da 5 Fr che esce dalla vena basilica dalla zona interna del bicipite
- Vena basilica leggermente sollevata per facilitarne l'identificazione
- È presente un catetere IV preposizionato da 20 g nell'avambraccio